


## **Mobilizers, Plugger Measuring Rods, Wire Guide**

Mobilizadores, obturador  
Sondas para medir, forquilha para introduzir

Mobilisateurs, fouloir  
Sondes á mesurer, fourchette



**ROSEN  
PAC-235.61**

Mobilizer, 1.8mm wide  
Mobilizador, 1,8 m/m de largura  
Mobilisateur, largeur 1,8 mm



**GOLDMANN  
PAC-235.65**

Mobilizer with ball tip, Ø 0.8 mm,  
Angled up 25°  
Mobilizador, com ponta em  
forma de bola 0,8 m/m Ø,  
Parte operante curva 250 para cim  
Mobilisateur, pointe en forme de boule,  
Ø 0,8 mm, partie opéante courbe,  
Vers le haut à 25°



**GOLDMANN  
PAC-235.68**

Plugger with ball tip, Ø 1.0 mm,  
For placing implant material  
Obturador, com ponta em forma  
de bola 1,0 m/m Ø para firar  
proteses  
Fouloir, pointe en forme de boule,  
Ø 1,0 mm, pour poser des prothèses



**ANTOLI-CANDELA**  
**PAC-236.05**

Measuring rod, markers at 4.0 mm, 4.5 mm and 5 mm  
 Sonda para medir, graduada à 4,0 – 4,5 e 5,0 m/m  
 Sonde exploratrice, pour mesurer les Profondeurs, graduée à 4 mm – 4, 5 mm et 5, 0 mm



**HOUGH**  
**PAC-236.10**

Measuring rod, markers at 3.5 mm, 4 mm and 4.5 mm  
 Sonda para medir graduada à 3, 5 – 4, 0 e 4, 5 m/m  
 Jauge de profondeur, marquées à 3,5 mm, 4,0 mm et 4,5 mm



**AUSTIN**  
**PAC-236.15**

Measuring and introduction probe for incudo Stapedial protheses, marking at 3.5 4 and 4.5 mm  
 Sonda de medir para introduzir Proteses do runque e do estribo, graduada à 3, 5 – 4, 0 e 4,5 m/m  
 Stylet-explorateur, pour prothèses de l'enclume et de l'etrier, gradué à 3,5 – 4,0 et 4,5 mm



**PAC-236.33**

Wire guide and applicator for prosthesis, V-notch, light curve  
 Forquilha para introduzir proteses, Estapedienses  
 Fourchette, pour introduir des prothèses de l'etrier